



Naudojimo instrukcijos reguliuojamas dviračių ergometrų ir viršutinės kūno dalies ergometrų vairas



1 Bendra




Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą su visomis saugos instrukcijomis ir įspėjimais, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą naudojimą. Saugokite šį dokumentą ateityje ir perduodami prietaisą kitiems asmenims.

2 Apžvalga

- Ciklas: reguliuojamas spindulys nuo 75 iki 175 mm
- Prekės numeris: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (medicininė versija)
- Korpusas: reguliuojamas spindulys nuo 75 mm iki 225 mm, galima perjungti rankenėles iš asinchroninės į sinchroninę padėtį
- Pagamintas tik iš rūdimo ir rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno
- Saugus ir paprastas reguliavimas - be įrankių
- Itin tvirta konstrukcija

längenverstellbares Kurbelset Z-MED-AL-011

adjustable crank arm set



Komponenten ohne Artikelnummer können nicht separat gekauft werden, sondern gehören zu einem kompletten Kurbelset

Parts without article number are not sold separately. They are only available as part of a set of adjustable crank arms

3 Priežiūra ir priežiūra

Dėmesio: dar kartą priveržkite alkūnes ir pedalus

Po pirmųjų 10 darbo valandų reikia priveržti alkūnes ir pedalus. Jei pedalai ir alkūnės nebus priveržti, gali būti pažeista ašis, alkūnės arba pedalai, ir tokiu atveju garantija nebegalioja.

4 Surinkimo instrukcijos

4.1 Surinkimui reikalingi įrankiai:

- Mažas atsuktuvas su grioveliais
- Atvirkštinis veržliaraktis SW 15 / 17 / 19
- Šešiakampis lizdas SW 14
- Krumpliaračio ištraukiklis
- Sukimo momento veržliaraktis, nustatytas į 60 Nm

4.2 1 žingsnis - pedalų nuėmimas

Kairės ir dešinės pusės pedalus nuimkite naudodami atvirą veržliaraktį SW15. **Dėmesio:** kairėje pusėje sraigtinė jungtis atsidaro UZS, dešinėje pusėje - prieš UZS.

4.3 2 veiksmas - atlaisvinti alkūnės ir ašies varžtinį sujungimą

Naudodami mažą atsuktuvą, nuimkite mažą juodą plastikinį dangtelį, esantį dešinėje ir kairėje, kuris dengia sraigtinę alkūnės jungtį. Dabar veržliarakčiu ir šešiakampiu lizdu SW 14 atlaisvinkite abiejose pusėse esančias varžtines jungtis.

4.4 3 veiksmas - alkūnių nuėmimas nuo ašies

Rankomis įsukite ištraukiklį į ašies tvirtinimo įtaiso sriegį. Atviruoju veržliarakčiu SW17 sukite ištraukiklio varžtą UZS, kol alkūnė atsilaisvins; dabar alkūnę galima lengvai nuimti. Atviruoju raktu SW19 nuimkite ištraukiklį nuo alkūnės ir grąžinkite jį į pradinę padėtį, sukdami prieš UZS. Taip pat elkitės ir su kitos pusės alkūne.

4.5 4 veiksmas - Reguliuojamų alkūnių montavimas



Nuimkite juodus dangtelius nuo abiejų alkūnių angų. Jei alkūnės dar nenustatytos į o padėtį, atidarydami fiksavimo svirtį ir patraukdami atlaisvinimo mygtuką nustatykite jas į montavimui reikalingą o padėtį. Kairėje pusėje alkūnės pažymėtos ženklų L, o dešinėje - ženklų R. Įsitinkite, kad jos yra tinkamoje padėtyje, kitaip pedalai gali atsilaisvinti. Uždėkite alkūnę, kurios kairėje pusėje yra raidė L, ant ašies kvadrato. Dabar veržliarakčiu įsukite anksčiau išsuktą varžtą atgal į ašį ir priveržkite jį iki 60 Nm. Tą patį atlikite ir kitoje pusėje.

4.6 5 veiksmas - pedalų montavimas

Pedalai taip pat pažymėti L - kairysis ir R - dešinysis. Montuodami įsitinkite, kad padėtis yra tinkama ir kad kairioji pusė yra prisukta prie UZS, o dešinioji pusė - prie UZS. Labai stipriai priveržkite pedalus, kitaip jie gali atsilaisvinti.

5 V formos alkūninio reduktoriaus naudojimas

Kaip trumpai nurodyta 4 žingsnyje, V formos alkūnės ilgį galima reguliuoti atlaisvinant prispaudimo svirtį (A) ir ištraukiant fiksavimo kaištį (B). Rankenos padėtį galima nuskaityti iš šone esančios skalės. Sureguliuavę alkūnę įsitinkite, kad fiksavimo varžtas (B) užsifiksavo, o prispaudimo svirtis (A) yra užfiksuota ir sulgyvuota su alkūne (žr. paveikslėlį). Norint išlyginti prispaudimo svirtį, užfiksuotoje padėtyje ją galima šiek tiek pakelti ir pastatyti į reikiamą padėtį. To nepadarius, naudotojas gali susižeisti arba sugadinti alkūnę ir mašiną.



6 Garantija

Tai grindžiama įstatymine garantija.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG, kaip šio gaminio platintojas, 6 mėnesius profesionaliems naudotojams suteiks nemokamą priežiūrą dalimis ir darbu, jei bus įrodytas tinkamas šiame vadove nurodytas naudojimas ir priežiūra.

Garantinis reikalavimas nustoja galioti, jei gaminį aptarnavo ar remontavo neįgalieji asmenys. Iškilus garantinei pretenzijai, turėtumėte nedelsdami informuoti EMOTION FITNESS GmbH & Co KG. Informaciją apie prietaiso serijos numerį, įsigijimo laiką ir tiekimo šaltinį turi pateikti prietaiso savininkas.

EMOTION FITNESS GmbH & Co KG pasirūpins paslauga, tačiau pasilieka teisę nustatyti paslaugos pobūdį.

Galimos šios procedūros.

1. Paslaugas vietoje atlieka mūsų aptarnavimo skyrius.
2. Atsiųsime norimą atsarginę dalį.
3. Atsiųsime pakaitinį įrenginį.

Klientas turi grąžinti mums sugedusias dalis per 48 valandas. Priešingu atveju už pristatytas atsargines dalis reikės sumokėti.

Jei priežastys yra už garantijos ribų, EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG pasilieka teisę išieškoti visas remonto išlaidas.

Garantija netaikoma kai kurioms susidėvėjusioms dalims. Tai visų pirma balnelis, alkūnės ir jų tvirtinimo įtaisai, pedalai, pedalų dirželiai, akumuliatoriai, kojų protektoriai, apmušalų audiniai ir rankenos guma. "Polar pulse" sistemoms taikoma teisės aktais nustatyta garantija.

Šios garantijos nuostatos jokia būdu neturi įtakos bendriesiems įstatyminiams reikalavimams.

Mūsų Bendrąsias pristatymo sąlygas su vėlesniais pakeitimais galite peržiūrėti ir atsisiųsti iš mūsų svetainės www.emotion-fitness.de.



emotion fitness GmbH & Co KG

Trippstadter Str. 68

67691 Hochspeyer

Tel. 06305-71499-0

Faksas 06305-71499-111

info@emotion-fitness.de

www.emotion-fitness.de

Gamintojas EUDAMED SRN: DE-MF-000016584